




## 玉安蓝快速蛋白染色液 (JadeBlue Fast Protein Staining Solution)

玉安蓝快速蛋白染色液是创新专利产品配方独特，最快 5 分钟可染出蛋白 (BSA) 电泳条带，10 分钟快速显示 20ng BSA 条带，30 分钟检测最低达 5ng BSA 蛋白条带，用水脱色 30 分钟即可获得亮蓝色清晰条带及低背景色凝胶。

本产品以考马斯亮蓝为原料，对传统配方进行创新改进，主要用于 SDS-PAGE 或 Native-PAGE 等蛋白电泳凝胶的快速染色及 Western Blot 转膜后凝胶上残余微量蛋白的检测。

## 使用玉安蓝快速蛋白染色液后的显色效果 ↓



与传统染液相比，**安全无毒无刺激**是玉安蓝快速蛋白染色液的另一独特优势！

- 不含甲醇、乙酸等有毒害或刺激性溶剂；
- 用水即可脱色，无需通风柜操作或溶剂处理；
- 使用后的染液和脱色液可直接倾倒，对环境和操作者安全无害。

**保存条件：室温，避光**

**本产品仅供科学研究使用**

### 玉安蓝快速蛋白染色液售价表

规格	原价	优惠价（限期）
1000ML	980 元	798 元
500ML	600 元	458 元
200ML	300 元	268 元
50ML	100 元	88 元